

Examen de laboratorio: Toxocariosis

- **Análisis Biología molecular: Heminested RFLP-PCR, clonación y secuenciación.**

Tipo de muestra:

Larvas de adultos o huevos obtenidos de materia fecal o suelos previamente analizados por métodos de flotación y concentración.

Conservación y envío:

Enviar en alcohol etílico al 70%. Las muestras deberán ser rotuladas con nombre, fecha, procedencia, mail y teléfono del remitente y tipo de la misma, adjuntado en una ficha.

- **Técnicas inmunológicas utilizando el antígeno excretor-secretor (ES/L2) de *T. canis*.**

**ELISA-IgG : método de screening
Western Blot: método confirmatorio**

Tipo de muestra: SUERO

1ml en tubo plástico con tapa hermética (y/o ependorf). En caso que no sea posible obtener dicho volumen de muestra, enviar al menos 500 ul. (No enviar muestras con elevado grado de hemólisis)

Momento de la toma:

Se requiere en lo posible ayuno de 4 – 6 hs

Conservación:

Refrigerar a 4°C si el envío se realiza dentro de las 48hs de la extracción o en su defecto a -20°C.

Envío:

El envase para el transporte de muestra deberá ser el apropiado según normas internacionales, para el transporte de material biológico con interior con divisiones para tubos. Si no se cuenta con dicho material, se podrá enviar en triple envase hermético correctamente sellado y rotulado.

Cada material biológico contenido en su interior deberá estar dentro de bolsas selladas correctamente, las historias clínicas y/o fichas epidemiológicas no deben estar en la misma bolsa que las muestras, deberán acompañar al contenedor, adheridos al exterior del bulto o en un compartimento que no esté en contacto directo con las muestras.

Requisitos de tiempo de transporte: El tiempo de transporte no deberá superar las 48 horas.

Rotulación de las muestras: cada muestra deberá tener un rotulo que indique:

- o Apellido – Nombre del paciente,
- o Fecha de toma de muestra,
- o Número de muestra.

Ficha epidemiológica – Historia clínica: cada muestra debe estar acompañada de su correspondiente ficha epidemiológica (correctamente llenada). Esta ficha deberá ser completada por el médico solicitante.

Demora del resultado:

10 días hábiles.